



E-HEALTH-UPGRADE-GUIDE

Mit Hinweisen für CGM MEDISTAR

So geht's:



1. Öffnen Sie das KoCoBox Service-Tool über Ihre CGM Arzt- bzw. Zahnarztsoftware oder mittels Download von cgm.com/ti-support.

In CGM MEDISTAR: Im Kommandofeld IEGK eingeben und dann den Button „KoCo Servicetool“ anklicken



2. Wählen Sie den Menüpunkt „Updates und Upgrades“, um dort den Upgrade-Assistenten zu starten.



3. Geben Sie Ihre Zugangsdaten für den Konnektor ein. Der Upgradeprozess wird ca. 20–30 Minuten benötigen.



4. Führen Sie das Konnektor-Upgrade aus – Ihre KoCoBox MED+ wird hierdurch zum E-Health-Konnektor.



5. Folgen Sie anschließend den Anweisungen des Service-Tools zur Aktualisierung Ihrer E-Health-Kartenterminals.

In CGM MEDISTAR: im Kommandofeld SMC eingeben um dann die SMC freizuschalten



6. Nutzen Sie die erste Mehrwertanwendung. Hierzu öffnen Sie entweder Ihr erworbenes NFDM-Modul oder den im Upgrade enthaltenen KoCoBox E-Health-Editor.

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich Telematikinfrastruktur
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
T + 49 (0) 800 551 551 2

cgm.com/ti

Stand: Juni 2020; V.1.0

CGMCOM-TI00L_307_TL0

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical