

Bitte per Fax an: 04298-4191-49 schicken

## Checkliste „Self Assessment“ für TI

Ausgefüllt von Praxis:

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner für die Telematik-Infrastruktur in unserer Praxis ist:

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Praxisstempel und Unterschrift des Praxisinhabers:

- Wir senden Ihnen die von uns ausgefüllte Checkliste „Self Assessment“ zur Überprüfung zurück
  
- Wir konnten die Checkliste nicht vollständig ausfüllen, da wir nicht über das notwendige Fachwissen oder die notwendigen Informationen verfügen. Bitte rufen Sie uns an, um einen Termin für einen „TI-Ready-Check“ durch einen Techniker, in unserer Praxis zu vereinbaren.  
Preis: € 198,- zzgl. MwSt und Fahrtkosten

# CHECKLISTE SELF-ASSESSMENT

Sehr geehrte Ärztin, sehr geehrter Arzt,

die Vernetzung Ihrer Praxis mit anderen Leistungserbringern über die Telematikinfrastruktur (TI) ist eine Aufgabe, die größter Sorgfalt und verschiedener Vorbereitungen bedarf. Für einen möglichst reibungslosen TI-Installationstermin muss Ihre Praxis eine Reihe von technischen und organisatorischen Grundvoraussetzungen erfüllen.

Wir stellen Ihnen ein Self-Assessment zur Verfügung, mit dem Sie bereits einen Großteil dieser Voraussetzungen abprüfen und mögliche vorbereitende Handlungsbedarfe identifizieren können. Parallel stellen Sie mit dem Self-Assessment Informationen zusammen, die für den Techniker für den Tag der Installation relevant sind und dadurch die Dauer des Termins optimieren.

Bitte setzen Sie sich so früh wie möglich mit Ihrem Vertriebs- und Servicepartner (VSP) in Verbindung, um die vorbereitenden Maßnahmen gemeinsam abzuschließen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

CHECK DURCHGEFÜHRT AM:

DURCHGEFÜHRT DURCH:

PRAXISNAME:

ORT:

ANSPRECHPARTNER FÜR TI-ANBINDUNG IN DER PRAXIS:

TELEFONNUMMER ANSPRECHPARTNER:

Die Praxis  verfügt  verfügt nicht über einen Online-Zugang.

ERLÄUTERUNG: Ein sicherer Internetzugang ist Voraussetzung für die Teilnahme an der TI. Informationen zu einem sicheren Online-Zugang erhalten Sie auf [www.telemed.de](http://www.telemed.de). Die eventuell notwendige Beauftragung und Installation erfolgt beim VSP und muss mit ausreichend zeitlichem Vorlauf vor dem Installationstermin (ca. acht Wochen) geplant werden.

Falls ja, Art des Anschlusses:

DSL  VDSL  Kabel  UMTS  LTE

Anbieter:

Die Praxis verfügt über eine Anbindung an das sichere Netz der KVen (SNK):  Ja  Nein

ERLÄUTERUNG: Voraussetzung für eine Anbindung an das SNK ist der installierte „TI VPN-Zugangsdienst mit der Möglichkeit der Nutzung des Secure Internet Service (SIS)“. Praxen, die das SNK nicht nutzen können, haben möglicherweise den „TI VPN-Zugangsdienst inkl. der Möglichkeit der SIS/SNK Nutzung“ noch nicht beauftragt bzw. installiert. Die Beauftragung erfolgt über Ihren Servicepartner vor dem Installationstermin.

Die Praxis hat die notwendige(n) SMC-B(s)

beantragt,  erhalten  und freigeschaltet.  
 Nein, es wurden bisher keine Maßnahmen ergriffen.

ERLÄUTERUNG: Um eine Verbindung zwischen Praxis oder Krankenhaus und der TI herzustellen, wird eine Praxis- bzw. Institutionskarte benötigt. Sie dient der Authentisierung der Praxis gegenüber den Diensten der TI.

Die Praxis verfügt aktuell über insgesamt  stationäre und  mobile Kartenlesegeräte, davon  Hybridkartenlesegerät (ec-cash/eGK).

Bitte identifizieren Sie Hersteller und Modell der Geräte:

Gerät 1: Hersteller:

Modell:

Gerät 2: Hersteller:

Modell:

Gerät 3: Hersteller:

Modell:

Gerät 4: Hersteller:

Modell:

Die Praxis hat mehr als vier Lesegeräte.

ERLÄUTERUNG: Da nur Kartenlesegeräte eingesetzt werden dürfen, die mittels sicherer Lieferkette ausgeliefert wurden, ist ein Einsatz/Upgrade alter Kartenlesegeräte nicht möglich.

Die Praxis  verfügt  verfügt nicht über einen zutrittsgeschützten Bereich, der als Konnektor-Standplatz eingeplant werden kann.

Die Praxis verfügt über ein Praxisnetzwerk (LAN):

Ja  Nein

Die Praxis verfügt über eine Filialstruktur:

Ja  Nein

Falls ja, Art der Leitung:  Standleitung

Richtfunkverbindung  Funkverbindung (UMTS/LTE)

Ein KV/KZV Router ist im Einsatz:

Ja, Hersteller:

Modell:

Nein

Anzahl Ports am Router:

Anzahl freier Ports am Switch:

Windows-Updates:  aktiviert  nicht aktiviert  Router

ist im Einsatz. Hersteller:

Typ:

Firewall ist im Einsatz. Hersteller:

Typ:

Weder Firewall noch Router im Einsatz

Relevante Passwörter sind für den TI Installationstermin vorzuhalten:

Windows Anmeldung  liegt vor  liegt nicht vor

Windows Admin-Account  liegt vor  liegt nicht vor

Router Zugangsdaten  liegen vor  liegen nicht vor

ERLÄUTERUNG: Fehlende Passwörter können zum Abbruch des Installationstermins führen oder diesen erheblich verzögern.

Eine DSL- oder VDSL-Prüfung (z. B. [www.wieistmeineip.de](http://www.wieistmeineip.de)) ergibt folgende Bandbreite:

In der Praxis gibt es folgende Peripheriegeräte mit WLAN:

PC mit Primärsystem  Drucker Sterilisator  Röntgen

Weitere:

In der Praxis gibt es folgende Peripheriegeräte mit LAN:

Netzdrucker  Scanner  OPG  Steri/Autoklav

Kleinröntgen-Gerät digital  USV  DICOM-Geräte

Consumer-Produkte/Infotainment

Weitere:

Es wird  eine  keine Fernwartung eingesetzt.

Es bedarf  einer  keiner aktiven Freigabe der Praxis zur Fernwartung.

Die Praxis nimmt am AIS/ZIS-Online Update teil:

Ja  Nein

Die Praxis verfügt über Onlineanbindung für Laboranforderungen/Labordatenabruf:  Ja  Nein

Falls ja, eingesetzte Technik (z. B. ISDN):

Die Praxis bietet Wartezimmer-TV an:  Ja  Nein

Die Praxis verfügt über Onlineanbindung für die Wartung von Medizingeräten:  Ja  Nein

Falls ja, eingesetzte Technik (z. B. VPN):

Die Praxis verfügt über einen Heimarbeits-Zugang:

Ja  Nein

Virenschutz (Endpoint Protection) für alle Arbeitsplätze vorhanden:  Ja  Nein

Eingesetztes Produkt / Version:

HINWEIS: Bitte erfragen Sie bei Ihrem Arztsoftwarehersteller, ob bereits ein „TI-Integrationsmodul“ umgesetzt wurde!

TI-Integrationsmodul vom Hersteller bestätigt:

Ja  Nein